



Käytetään apuvälineenä itsekohdistuksessa ja paikannuksessa tietokoneavusteisen terapian yhteydessä.

Älä steriloi uudelleen.

Uudelleensterilointi ei välttämättä ole tehokasta ja saattaa vaikuttaa tarkkuuteen.

Älä käytä, mikäli steriilipakkaus on vahingoittunut.

1. Aseta pallo kiinnitystukeen ja paina sitä alaspäin, kunnes kuulet napsahduksen. (A)
2. Jos heijastuspinta vaurioituu tai jos jokin vieras aine tukkii sen, vaihda pallo uuteen ennen käyttöä.
3. Palloa ei saa vaihtaa uuteen välineen ollessa potilaan kehon sisällä.
4. Irrota pallo tarttumalla sitä tyvestä ja vetämällä ylöspäin. (B)



Northern Digital Inc.
103 Randall Drive
Waterloo, ON, Canada
N2V 1C5

STERILE EO



CE
2797

CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/42/EWG
CE-marked according to directive 93/42/EEC
Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE
Identificación CE en conformidad con la directriz 93/42/CEE
Marchio CE conforme alla direttiva 93/42/CEE

EC REP NDI Europe GmbH

Güttinger Str. 37, 78315 Radolfzell, Germany
Toll Free + 800 634 634 00